



La technologie de RF fractionnée d'ENDYMED

La technologie de RF fractionnée la
plus avancée aujourd'hui

ENDYMED[™]
3DEEP SKIN SCIENCE

À propos de la technologie de RF 3DEEP®

La technologie 3DEEP d'ENDYMED est la technologie la plus puissante et la plus focalisée disponible à ce jour. Contrairement aux technologies de RF monopolaires ou bipolaires, qui sont plus superficielles et peuvent souvent s'avérer douloureuses ou risquées pour l'épiderme, la technologie 3DEEP émet une énergie contrôlée dans la profondeur du derme, atteignant 52-55 °C, avec un échauffement épidermique minime. Cela est rendu possible en focalisant délicatement l'énergie du dispositif dans le derme pour un remodelage optimal et indolore du collagène.

La technologie 3DEEP d'ENDYMED inclut un contrôle en temps réel de l'impédance cutanée pour délivrer la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en faisant des ajustements continus basés sur l'impédance tissulaire au-dessus de la zone traitée.

À propos d'ENDYMED MEDICAL

Créée en 2007, la société ENDYMED MEDICAL (ENDY:TASE), propose aux professionnels et au marché grand public des systèmes de traitements médicaux esthétiques basés sur l'énergie. Approuvée par la FDA et exclusive d'ENDYMED, la technologie de radiofréquence 3DEEP® est une solution hautement efficace qui offre des traitements fractionnés non ablatifs pour les rides, le micro-aiguillage RF, le raffermisssement cutané du visage et du corps, le remodelage corporel, la réduction de la circonférence et de la cellulite, les cicatrices traumatiques et celles dues à l'acné.

Unique et brevetée, la technologie 3DEEP d'ENDYMED génère une énergie de RF dans la peau à une profondeur de trois couches, sans douleur ou risque, qui réactive la production de collagène naturel pour éliminer les rides et visiblement lifter et raffermer la peau.

L'efficacité de la technologie de RF fractionnée d'EndyMed a été prouvée à maintes reprises dans des articles cliniques évalués par des pairs et publiés par des sommités et des dermatologues de renommée internationale



ENDYMED™
3DEEP SKIN SCIENCE

Le FSR d'ENDYMED

Ablation fractionnée + chauffage en profondeur 3DEEP pour des résultats supérieurs

L'applicateur FSR (resurfaçage cutané fractionné) d'EndyMed, avec sa technique de balayage 3DEEP souple, est une solution idéale pour le resurfaçage et le rajeunissement de la peau, la réduction des rides, le raffermisssement cutané et la réduction des cicatrices. Cet applicateur permet, simultanément, une ablation fractionnée et un chauffage volumétrique 3DEEP et offre des traitements efficaces et faciles, en particulier dans les zones cutanées délicates.

Les avantages du FSR :

- Profondeur de pénétration supérieure – à 2,9 mm, la meilleure sur le marché
- Paramètres de traitement entièrement réglables permettant un contrôle complet de l'ablation et de la capacité de coagulation
- Résultats cliniquement prouvés, constants et prévisibles
- Éviction sociale minimale voire nulle après les traitements
- Résultats immédiats et sur le long terme
- Zone de traitement variable la plus importante du secteur – couverture maximale avec gêne minimale
- Sûr pour tous les types de peau et couleurs



Photographies avec l'aimable autorisation du Dr Masaki Sato



Photographies avec l'aimable autorisation du Dr Shantiprasad Tippanwar

Combinaison flexible des protocoles thérapeutiques

La combinaison des protocoles Intensif + FSR d'EndyMed permet d'associer un resurfaçage cutané à une réduction des rides profondes pour un résultat exceptionnel. Voyez la différence :



Photographies avec l'aimable autorisation du Pr Francesco Paolo Alberici®photographies avec l'aimable autorisation du Dr Fabrizio Melfa

La technologie de RF fractionnée d'ENDYMED – Une nouvelle référence sur le marché

ENDYMED propose la technologie de RF fractionnée la plus avancée disponible à ce jour et réunit des traitements de RF fractionnée éprouvés en clinique, sûrs et efficaces sur une seule plateforme de traitement. Combinant une technologie de RF fractionnée unique et le chauffage volumétrique 3DEEP RF breveté, les pièces à main de traitement fractionné d'ENDYMED permettent d'obtenir des résultats supérieurs avec une éviction sociale minimale.

L'Intensif d'ENDYMED

L'Intensif d'ENDYMED est la première technologie de RF à micro-aiguilles motorisée autorisée par la FDA et disponible sur le marché. Doté de l'unique technologie de RF fractionnée 3DEEP™ d'ENDYMED, l'Intensif se démarque des autres technologies à base de micro-aiguilles par son mode opératoire exclusif, doux et rapide.

Les avantages de l'Intensif :

- 1** Le mouvement d'insertion des aiguilles en douceur est sans égal par rapport aux autres applicateurs à micro-aiguilles existants à ce jour, offrant un mode opératoire continu, rapide et confortable
- 2** Le système électronique sophistiqué minimise les dommages au niveau de l'épiderme tout en permettant un échauffement de tout le volume dermique
- 3** Associées à la technologie FPM (mode pulsé fractionné) exclusive d'ENDYMED, les aiguilles plaquées or génèrent de façon sûre plus de chaleur dans le derme pour un meilleur remodelage du collagène
- 4** Moins de passages sont nécessaires par traitement pour des traitements plus courts et un confort accru du patient

L'Intensif offre des traitements complets sans saignement ou ecchymose



Photographies avec l'aimable autorisation du Dr Gregory S. Keller



Photographies avec l'aimable autorisation du Dr Mark Taylor