



ENDYMED Fractionele RF- Technologie

De meest geavanceerde fractionele
RF-technologie momenteel
beschikbaar

ENDYMED[™]
3DEEP SKIN SCIENCE

Over 3DEEP® RF-Technologie

De 3DEEP technologie van ENDYMED is de krachtigste en meest gefocuste huidtechnologie van dit moment. In tegenstelling tot de monopolaire of bipolaire RF-technologie, die oppervlakkiger, vaak pijnlijker en riskanter voor de epidermis is, levert 3DEEP gecontroleerd energie af tot diep in de dermis. Hierbij worden temperaturen tot 52-55 °C bereikt met minimale epidermale warmte. Dit resultaat is mogelijk doordat de energie van het apparaat voorzichtig en gericht in de dermis wordt afgegeven voor optimale, pijnloze collageenremodellering.

De 3DEEP technologie van ENDYMED beschikt over realtime monitoring van de huidimpedantie en geeft de meest optimale energie af aan het te behandelen gebied door de energie constant aan te passen op basis van de weefselimpedantie in het te behandelen gebied.

Over ENDYMED MEDICAL

ENDYMED MEDICAL (ENDY:TASE) is opgericht in 2007 en levert medisch-esthetische energy-based behandelingsystemen aan zowel professionals als consumenten. De door de Amerikaans FDA goedgekeurde en door ons gepatenteerde 3DEEP radiofrequentie technologie is een uitermate effectieve oplossing voor niet-ablatieve en gefractioneerde rimpelbehandelingen, RF microneedling, huid-verstrakking van het gezicht en het lichaam, body contouring, omvangsreductie, vermindering van cellulite en de behandeling van acne- en traumalittekens.

De unieke, gepatenteerde 3DEEP technologie van ENDYMED levert zonder pijn of enig risico tot drie huidlagen diep RF-energie af en activeert de natuurlijke collageenproductie om rimpels te verwijderen en de huid met zichtbaar resultaat te liften en te verstrakken.

De effectiviteit van de fractionele RF-technologie van EndyMed is meermaals aangetoond in gepubliceerde peer-reviewed klinische studies van topwetenschappers en internationaal befaamde dermatologen



ENDYMED™
3DEEP SKIN SCIENCE

FSR by ENDYMED

Fractionele ablatie + 3DEEP diepe verwarming voor superieure resultaten

Fractional Skin Resurfacing van EndyMed, met de unieke 3DEEP Smooth Scanning technologie, levert het ultieme op het gebied van huidvernieuwing en -verjonging, rimpelvermindering, verstrakking en littekenverminderende behandelingen. Het FSR handstuk combineert superieure fractionele ablatie met 3DEEP volumetrische verwarming voor de meest effectieve en eenvoudige behandelingen, met name in de gebieden met een kwetsbare huid.

Voordelen van FSR:

- Superieure penetratiediepte - met 2,9 mm: best in class in de sector
- Volledig op maat aan te passen behandelingsparameters voor totale controle over de ablatie- en coagulatiecapaciteit
- Klinisch bewezen consistente en voorspelbare resultaten
- Minimale tot geen downtime na behandelingen
- Directe en blijvende resultaten
- Grootste variabele behandelingsgebied in de sector - maximale dekking met minimaal discomfort
- Veilig voor alle huidtypen en huidskleuren



Afbeeldingen met dank aan Masaki Sato, MD



Afbeeldingen met dank aan Shantiprasad Tipparwar, M.D.

Flexibele combinatie van behandelingsprotocollen

Het gecombineerde Intensif + FSR protocol van EndyMed staat garant voor superieure huidvernieuwing en vermindering van diepe rimpels met uitzonderlijke resultaten. Zie hier het verschil:



Afbeeldingen met dank aan Professor Francesco Paolo Alberico



Afbeeldingen met dank aan Fabrizio Melfa, M.D

ENDYMED Fractionele RF-Technologie – De nieuwe standaard binnen de sector

ENDYMED beschikt over de meest geavanceerde fractionele RF-technologie die momenteel beschikbaar is en biedt klinisch bewezen veilige en effectieve fractionele RF-technologieën aan op slechts één behandelplatform. Door de unieke fractionele RF-technologie te combineren met gepatenteerde 3DEEP RF volumetrische verwarming leveren de handstukken van ENDYMED voor fractionele behandelingen superieure resultaten met minimale downtime.

De ENDYMED Intensif

De ENDYMED Intensif is de eerste door de Amerikaanse FDA goedgekeurde gemotoriseerde microneald met RF-technologie op de markt. De Intensif is gebaseerd op de unieke 3DEEP™ fractionele RF-technologie van ENDYMED en onderscheidt zich van andere micronealdtechnologieën door een exclusieve, soepele en snelle werking.

Voordelen van de Intensif:

- 1** Unieke, soepele naaldinbreng die binnen de micronealdtechnologie volstrekt ongeëvenaard is en garant staat voor een snelle, comfortabele en doorlopende werking
- 2** Geavanceerde elektronica die beschadiging van de epidermis minimaliseert en een volle, diepe volumetrische huidverwarming mogelijk maakt
- 3** Unieke vergulde naalden die in combinatie met de in eigen beheer door ENDYMED ontwikkelde Fractionated Pulse Mode technologie veilig meer hitte in de dermis kan genereren voor een betere collageenremodellering
- 4** De unieke behandel tip van de Intensif vereist minder bewegingen per behandeling voor kortere behandel tijden en meer comfort voor de cliënt

De Intensif biedt totale behandelingen zonder bloedingen of blauwe plekken



Afbeeldingen met dank aan Gregory S. Keller, MD



Afbeeldingen met dank aan Mark Taylor, M.D