



L'Intensif

La technologie de RF à micro-aiguilles la plus avancée aujourd'hui



À propos de la technologie de RF 3DEEP®

La technologie 3DEEP d'ENDYMED est la technologie la plus puissante et la plus focalisée disponible à ce jour. Contrairement aux technologies de RF monopolaires ou bipolaires, qui sont plus superficielles et peuvent souvent s'avérer douloureuses ou risquées pour l'épiderme, la technologie 3DEEP émet une énergie contrôlée dans la profondeur du derme, atteignant 52-55 °C, avec un échauffement épidermique minime. Cela est rendu possible en focalisant délicatement l'énergie du dispositif dans le derme pour un remodelage optimal et indolore du collagène.


La technologie 3DEEP d'ENDYMED inclut un contrôle en temps réel de l'impédance cutanée pour délivrer la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en faisant des ajustements continus basés sur l'impédance tissulaire au-dessus de la zone traitée.

À propos d'ENDYMED MEDICAL

Créée en 2007, la société ENDYMED MEDICAL (ENDY:TASE), propose aux professionnels et au marché grand public des systèmes de traitements médicaux esthétiques basés sur l'énergie. Approuvée par la FDA et exclusive d'ENDYMED, la technologie de radiofréquence 3DEEP® est une solution hautement efficace qui offre des traitements fractionnés non ablatifs pour les rides, le micro-aiguillage RF, le raffermissment cutané du visage et du corps, le remodelage corporel, la réduction de la circonférence et de la cellulite, les cicatrices traumatiques et celles dues à l'acné.

Unique et brevetée, la technologie 3DEEP d'ENDYMED génère une énergie de RF dans la peau à une profondeur de trois couches, sans douleur ou risque, qui réactive la production de collagène naturel pour éliminer les rides et visiblement lifter et raffermer la peau.

L'efficacité de la technologie Intensif a été prouvée à maintes reprises dans des articles cliniques évalués par des pairs et publiés par des sommités et des dermatologues de renommée internationale



ENDYMED™
3DEEP SKIN SCIENCE

L'Intensif est désormais disponible pour les plateformes PRO et PURE 2.0

- PRO – Profondeur d'insertion des aiguilles de l'Intensif jusqu'à 5,0 mm
- PURE 2,0 – Profondeur d'insertion des aiguilles de l'Intensif jusqu'à 3,5 mm

Voyez la différence

Voyez quelle différence l'Intensif doté de la technologie 3DEEP peut faire. Les traitements avec l'Intensif fournissent des résultats visibles immédiatement, la peau continuant de s'améliorer bien après la fin des traitements.



Avec l'aimable autorisation du Dr Gregory Keller, USA



Avec l'aimable autorisation du Dr Mathew Jafarzadeh, Australie



Avec l'aimable autorisation du Dr Daniel Barolet, Canada



Avec l'aimable autorisation du Dr David Pudukadan, Inde



Avec l'aimable autorisation du Dr Mark Taylor, USA



Avec l'aimable autorisation du Dr Mark Taylor, USA



Traitements populaires par 3DEEP®

- Raffermissement de la peau
- Amélioration de la texture
- Réduction des cicatrices traumatiques
- Réduction des rides profondes
- Réduction de l'acné et des cicatrices dues à l'acné
- Réduction des vergetures

L'Intensif d'ENDYMED est la première technologie de RF à micro-aiguilles motorisée autorisée par la FDA et disponible sur le marché. Doté de l'unique technologie de RF 3DEEP™ d'ENDYMED, l'Intensif se démarque des autres technologies à base de micro-aiguilles par son mode opératoire exclusif, doux et rapide.

- Le mouvement d'insertion des aiguilles en douceur est sans égal par rapport aux autres applicateurs à micro-aiguilles existants à ce jour, offrant un mode opératoire continu, rapide et confortable
- Le système électronique sophistiqué minimise les dommages au niveau de l'épiderme tout en permettant un échauffement de tout le volume dermique
- Associées à la technologie FPM (mode pulsé fractionné) exclusive d'ENDYMED, les aiguilles plaquées or génèrent de façon sûre plus de chaleur dans le derme pour un meilleur remodelage du collagène, avec un échauffement sensiblement plus élevé qu'avec des aiguilles isolées

Les avantages de l'Intensif :

- 1** Les aiguilles plaquées or de l'Intensif nécessitent moins de passages par traitement pour des traitements plus courts et un confort accru du patient
- 2** L'Intensif offre des traitements complets sans saignement ou ecchymose
- 3** Temps de récupération rapide du traitement - plus rapide que n'importe quel autre appareil sur le marché
- 4** Le contrôle très précis de la profondeur des aiguilles procure une puissance de traitement optimale pour la zone de traitement spécifique

